

## FAQ – Lit d'appoint Clipper

### EN GÉNÉRAL

#### 1. Qu'est-ce que le lit d'appoint Clipper et à quoi sert-il ?

+ Le lit d'appoint Clipper est un lit pliable, exceptionnellement stable et facile d'utilisation. Il permet aux membres de la famille de passer la nuit directement auprès du patient, aussi bien à l'hôpital que dans d'autres établissements de soins.

#### 2. Où sont utilisés les lits Clipper ?

+ Les lits Clipper sont principalement utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins, car ils sont conçus pour un usage clinique professionnel. Ils conviennent également aux hôtels et aux hébergements de vacances lorsqu'une solution de couchage flexible et hygiénique pour les accompagnateurs est nécessaire.

#### 3. Provita propose-t-il également des matelas pour ces lits ?

+ Oui, nous proposons différents matelas pour répondre aux préférences de chacun. C'est pourquoi le matelas n'est pas inclus avec le lit Clipper, mais peut être commandé séparément.

#### 4. Quels types de matelas sont disponibles et en quoi diffèrent-ils ?

+ Il existe deux types de matelas : les matelas en mousse à froid, particulièrement stables dimensionnellement, durables et agréablement fermes, et les matelas viscoélastiques, qui s'adaptent à la morphologie du corps grâce à leur mousse à mémoire de forme et soulagent les points de pression. Les deux types conviennent aux personnes allergiques et sont lavables en machine jusqu'à 95 °C.

#### 5. Peut-on utiliser des matelas d'autres fabricants ?

+ Non, seuls les matelas approuvés par le fabricant peuvent être utilisés. Les matelas d'autres fabricants peuvent engendrer des tensions excessives une fois pliés et présenter un risque accru pour la sécurité.

#### 6. Peut-on commander des pièces détachées auprès de Provita ?

+ Oui, les pièces de rechange telles que les rouleaux, les jeux de sangles de tension ou les embouts peuvent être commandés et sont disponibles directement auprès de Provita.

## FAQ – Lit d'appoint Clipper

### 7. Le lit d'appoint peut-il être nettoyé en machine ?

+ Oui, le lit peut être nettoyé et désinfecté manuellement et mécaniquement. Cependant, le matelas lui-même ne doit pas être lavé en machine.



Convient pour  
le lavage sur  
les lignes de  
lavage  
automatique

### 8. Existe-t-il des références que l'on peut consulter ?

+ Oui, les références sont consultables.

→ [Références](#)

### 9. Depuis combien de temps le produit est-il disponible ?

+ Le lit d'appoint CLIPPER est commercialisé depuis mai 2020.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET INSTALLATION

### 10. Quelle est la charge maximale admissible pour les lits Clipper ?

+ La capacité de charge maximale est de 150 kg, permettant une utilisation en toute sécurité même par des personnes plus grandes ou plus lourdes.

### 11. Quelles sont les dimensions du lit une fois déplié ?

+ Une fois déplié, le lit mesure environ 203 × 80 × 45,2 cm (L×l×H).

### 12. Quelles sont les dimensions du lit une fois plié ?

+ Une fois plié, ses dimensions sont d'environ 80 × 55 × 126 cm, ce qui rend le lit particulièrement peu encombrant à ranger.

### 13. Comment installer correctement le lit ?

+ Pour installer le lit d'appoint Clipper, commencez par le placer sur une surface plane et bloquez les roulettes pour assurer sa stabilité. Ensuite, ouvrez le loquet de sécurité et rabattez les surfaces de couchage avant d'insérer le matelas. Une fois toutes les surfaces dépliées et le matelas correctement installé, le lit est prêt à l'emploi.

## FAQ – Lit d'appoint Clipper

### 14. Comment plier correctement le lit ?

+ Le lit d'appoint Clipper se plie en retirant d'abord tous les objets, puis en détachant la partie centrale du matelas et en la plaçant verticalement sur la partie centrale. Ensuite, les deux surfaces de couchage sont complètement repliées et le loquet de sécurité est verrouillé, ce qui permet au lit de retrouver sa forme compacte pour le transport.



### 15. Comment peut-on déplacer le lit en toute sécurité ?

+ Le lit ne doit pas être tiré, mais poussé. Les freins doivent être desserrés, et les surfaces de couchage doivent être repliées et verrouillées.



## FAQ – Lit d'appoint Clipper

### 16. Le lit contient-il des parties en bois ?

+ Non, le lit d'appoint Clipper ne contient aucune pièce en bois. Il est composé d'une structure métallique (acier inoxydable électropoli ou acier thermolaqué) et de surfaces de couchage en Resopal/HPL, particulièrement robustes, résistantes aux rayures et aux produits chimiques. Des éléments textiles en polyester enduit de polyuréthane et un matelas en mousse haute densité complètent l'ensemble. L'absence totale de bois garantit le respect des normes d'hygiène, de nettoyage et de désinfection les plus strictes en pratique clinique quotidienne.

## DOMAINES D'APPLICATION ET DE COMPATIBILITÉ

### 17. Des équipements accessoires sont-ils disponibles pour les lits jumeaux ?

+ Oui, nous proposons une petite gamme d'accessoires. Vous les trouverez dans notre [Catalogue de produits](#) peut être consulté.

### 18. Peut-on fixer un tiroir au lit d'appoint ?

+ Oui, le lit d'appoint Clipper peut être équipé en option d'un tiroir pratique offrant un espace de rangement supplémentaire pour les effets personnels. Ce tiroir coulisse en douceur, est doté d'un mécanisme de fermeture amortie et peut être sécurisé par une serrure à combinaison (en option), garantissant ainsi la sécurité et l'accessibilité de vos effets personnels.



### 19. Existe-t-il une housse de protection pour le lit ?

+ Oui, pour protéger les lits Clipper, nous recommandons notre housse de protection haute qualité Z-CLIP01. Cette housse est déperlante, résistante à l'eau salée et extrêmement robuste grâce à la haute résistance à la déchirure de ses coutures.



### 20. Une période d'essai peut-elle être mise en place ?

+ Oui, des installations d'essai peuvent être organisées très facilement partout en Allemagne avec notre partenaire commercial [TBM](#) à convenir.

## FAQ – Lit d'appoint Clipper

### INDIVIDUALISATION ET PRODUCTION SUR MESURE

#### 21. Est-il possible d'imprimer individuellement la couverture de protection ?

+ Oui, pour les commandes de 20 pièces ou plus, les couvertures peuvent être imprimées individuellement selon vos souhaits.

#### 22. Est-il possible d'obtenir le lit dans différentes couleurs ?

+ Oui, grâce à notre procédé de revêtement en poudre interne, nous pouvons fabriquer des plateaux Clipper dans la couleur de votre choix moyennant un léger supplément. Vous pouvez consulter notre palette de couleurs ici [demande](#) .

### SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

#### 23. Les lits Clipper sont-ils garantis ?

+ Provita offre la garantie légale. Celle-ci est soumise à une utilisation et un entretien corrects. Les dommages causés par une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

#### 24. À quelle fréquence le lit doit-il être entretenu ?

+ Une inspection fonctionnelle et de sécurité complète doit être effectuée au moins une fois par an par un personnel qualifié.

#### 25. Quels composants doivent être vérifiés lors de la maintenance ?

+ Il convient de vérifier le dispositif de fermeture du bouchon de sécurité, l'ensemble du mécanisme de pliage, les rouleaux, y compris les mécanismes de verrouillage, ainsi que l'état général de tous les composants.

#### 26. Comment le registre d'entretien est-il tenu et où peut-on le trouver ?

+ Le registre d'entretien fait partie du Manuel d'utilisation et est rempli manuellement. Il documente toutes les inspections et les travaux d'entretien effectués annuellement.

#### 27. Les réparations peuvent-elles être effectuées par le personnel hospitalier ?

+ Les réparations ne peuvent être effectuées que par des spécialistes qualifiés.

## FAQ – Lit d'appoint Clipper

### 28. Comment la sécurité est-elle assurée lors du pliage et du dépliage du lit ?

+ La sécurité lors du pliage et du dépliage du lit d'appoint est assurée par un système de pliage assisté par ressort qui contrôle la séquence de mouvement et empêche un pliage saccadé.

