


Halterung für Dichtprüfgerät GE für Montage an Hygienerückwand "DIRECT+"

Z-Z00220

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	TEE-Care (Ultraschallsonden)
Material	Edelstahl
Zur Befestigung an	Hygiene-Rückwand / Protector
Art der Befestigung	Zum Anschrauben
Gesamtzuladung (kg)	0.2



VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,2 m
Höhe Box1	0,25 m
Länge Box1	0,25 m
Gewicht Box1	1 kg



Z-Z00220

Halterung für Dichtprüfgerät GE



Anwendung

Rollständer für
Wischdesinfektionsmöglichkeit
einer TEE-Sonde

