

ENDO Protektor für Gerätenormschiene

500 mm

E-C11109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Handgriffaufnahme(n)	2 Stück, 1 x Z-HA0001, 1 x Z-HA0005
Arbeitslänge in	500 mm
Desinfektion	Thermodesinfektion bis 95°C
Gehäusematerial	Aluminium mit Spezialbeschichtung für thermodesinfektion bis 95°C
Endo Protect	Aufbewahrungsmöglichkeiten für Endoskope
Markierungseinsatz	weiß = neutral
Art der Befestigung	Mobil, 2 Normschienenadapter für Geräteschienen 25 x 10 mm

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,2 m
Höhe Box1	0,2 m
Länge Box1	0,6 m
Gewicht Box1	2 kg





Anwendung

Staub- und mechanisch geschützte Lagerung und Transport sämtlicher Endoskope (nach Vorgabe RKI)

Flexible Anbringungsmöglichkeiten sowie sofortige Verfügbarkeit des Endoskops

Mobil- und stationär einsetzbar

Markierungseinsätze für aufbereitete (grün) und kontaminierte (rot) Endoskope



Technik

Mechanisch geschützte Lagerung

Durch Anbauteile individualisierbar

Adapter für Gerätträgerschienen, Rundrohre und fixe Wandmontage



Sicherheit

Überzeugende Hygieneeigenschaften

Optik / Distales Ende gegen Anschlagen und Beschädigung geschützt

Glatte Oberflächen für ein sicheres Desinfektionsergebnis

Thermodesinfizierbarer Protector ermöglicht ein validierbares, reproduzierbares Desinfektionsergebnis

Thermodesinfektion des Protectors bei 95 °C geprüft mit 1000 Aufbereitungszyklen