

ENDO Protektor für Gerätenormschiene

700 mm

E-C11119

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|----------------------|---|
| Handgriffaufnahme(n) | 2 Stück, 1 x Z-HA0001, 1 x Z-HA0005 |
| Arbeitslänge in | 700 mm |
| Desinfektion | Thermodesinfektion bis 95°C |
| Gehäusematerial | Aluminium mit Spezialbeschichtung für thermodesinfektion bis 95°C |
| Endo Protect | Aufbewahrungsmöglichkeiten für Endoskope |
| Markierungseinsatz | weiß = neutral |
| Art der Befestigung | Mobil, 2 Normschienenadapter für Geräteschienen 25 x 10 mm |

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

| | |
|--------------|--------|
| Breite Box1 | 0,2 m |
| Höhe Box1 | 0,2 m |
| Länge Box1 | 0,8 m |
| Gewicht Box1 | 2,3 kg |





Anwendung

Staub- und mechanisch geschützte Lagerung und Transport sämtlicher Endoskope (nach Vorgabe RKI)

Flexible Anbringungsmöglichkeiten sowie sofortige Verfügbarkeit des Endoskops

Mobil- und stationär einsetzbar

Markierungseinsätze für aufbereitete (grün) und kontaminierte (rot) Endoskope



Technik

Mechanisch geschützte Lagerung

Durch Anbauteile individualisierbar

Adapter für Geräteträgerschienen, Rundrohre und fixe Wandmontage



Sicherheit

Überzeugende Hygieneeigenschaften

Optik / Distales Ende gegen Anschlagen und Beschädigung geschützt

Glatte Oberflächen für ein sicheres Desinfektionsergebnis

Thermodesinfizierbarer Protector ermöglicht ein validierbares, reproduzierbares Desinfektionsergebnis

Thermodesinfektion des Protectors bei 95 °C geprüft mit 1000 Aufbereitungszyklen