

Rollständer "MOBIL+" mit 1 Röhre

Tauchdesinfektion

T-T05030

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs/Desinfektionsröhren	Tauchdesinfektion
Anwendungsbereich	TEE-Care (Ultraschallsonden)
Rohrdurchmesser	Ø 33,7 mm
Material Tragrohr	Edelstahl
Tragrohrlänge	1.650 mm
Funktion der Einheit	Aufbereitung ohne Vorreinigung
Aufbereitung der Sonde	per Tauchdesinfektion
Fußgröße	Ø 630 mm
Rollentyp	Doppelaufrollen
Gesamtzuladung (kg)	18

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,7 m
Höhe Box1	0,2 m
Länge Box1	0,7 m
Gewicht Box1	10 kg
Breite Box2	0,2 m
Höhe Box2	0,2 m
Länge Box2	1,7 m
Gewicht Box2	6 kg



Zeitsparende Reinigung



T-T05030

Rollständer "MOBIL+" mit 1 Röhre



Anwendung

Rollständer für
Tauchdesinfektion einer
TEE-Sonde, optional mit
Protector