

# Wandeinheit "DIRECT+" mit 2 Röhren

## optional Protector


**T-T08466**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs/Desinfektionsröhren	Enzymatische Vorreinigung und Tauchdesinfektion
Anwendungsbereich	TEE-Care (Ultraschallsonden)
Tauchrohrlänge	1.160 mm (ca.)
Material Platte	Edelstahl
Funktion der Einheit	Aufbereitung inkl. Vorreinigung
Sichere Abstützung	Kabelumlenkrolle für optimale Kabelführung
Aufbereitung der Sonde	per Tauchdesinfektion
Art der Befestigung	Zum Anschrauben
Maße	ca. 445 mm x 1.700 mm
Gesamtzuladung (kg)	15

### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,45 m
Höhe Box1	0,15 m
Länge Box1	1,75 m
Gewicht Box1	10 kg



T-T08466

## Wandeinheit "DIRECT+" mit 2 Röhren

