

Tragrohr mit 2 Röhren, für Gerätenormschiene

Vorreinigung und Tauchdesinfektion

T-T55060

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs/Desinfektionsröhren	Enzymatische Vorreinigung und Tauchdesinfektion
Anwendungsbereich	TEE-Care (Ultraschallsonden)
Tauchrohrlänge	1.160 mm (ca.)
Rohrdurchmesser	Ø 33,7 mm
Material Tragrohr	Edelstahl
Tragrohrlänge	1.500 mm
Funktion der Einheit	Aufbereitung inkl. Vorreinigung
Aufbereitung der Sonde	per Tauchdesinfektion
Art der Befestigung	mit Universalklaue
Gesamtzuladung (kg)	20

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,7 m
Höhe Box1	0,3 m
Länge Box1	1,7 m
Gewicht Box1	10 kg



Zeitsparende Reinigung



T-T55060

Tragrohr mit 2 Röhren, für Gerätenormschiene

