

Tragrohr mit 3 Röhren, für Gerätenormschiene

Vorreinigung, Desinfektion und Dichtigkeitsprüfung

T-T55070

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs/Desinfektionsröhren	Enzymatische Vorreinigung, Tauchdesinfektion und Dichtigkeitsprüfung
Anwendungsbereich	TEE-Care (Ultraschallsonden)
Rohrdurchmesser	Ø 33,7 mm
Material Tragrohr	Edelstahl
Tragrohlänge	1.500 mm
Funktion der Einheit	Aufbereitung inkl. Vorreinigung
Aufbereitung der Sonde	per Tauchdesinfektion
Art der Befestigung	mit Universalklaue
Gesamtzuladung (kg)	20

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,70 m
Höhe Box1	0,30 m
Länge Box1	1,70 m
Gewicht Box1	10,00 kg



Zeitsparende Reinigung



T-T55070

Tragrohr mit 3 Röhren, für Gerätenormschiene

