

# Tauchröhre für TEE-Sonde

## Vorreinigung und Tauchdesinfektion

**Z-TT0001**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs/Desinfektionsröhren	Enzymatische Vorreinigung oder Tauchdesinfektion
Anwendungsbereich	TEE-Care (Ultraschallsonden)
Gesamtlänge	? 1.160 mm
Durchmesser	Ø 40 mm
Gesamtzuladung (kg)	1

### VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,09 m
Höhe Box1	0,09 m
Länge Box1	1,2 m
Gewicht Box1	1,2 kg



Z-TT0001

## Tauchröhre für TEE-Sonde

