

# Desinfección por inmersión para sonda vaginal

## Philips, montaje en pared

TD-WA302

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

|  |   |
|--|---|
| <b>Campo de aplicación</b>             | Sondas de ultrasonido                         |
| <b>Montaje de sonda</b>                | Embudo de plástico, extraíble                 |
| <b>Tubo</b>                            | ? 80 x 470, incluyendo base y tapa            |
| <b>Material</b>                        | Acero inoxidable/ Aluminio/<br>PMMA/ Plástica |
| <b>Color de la garra</b>               | Blancas                                       |
| <b>Tamaño de montaje en pared (mm)</b> | 80 x 70, aluminio                             |
| <b>Para el apego a</b>                 | Muro  |
| <b>Capacidad de carga total (kg)</b>   | 4   |

### PACKAGING UNIT: PIEZA

|             |        |
|-------------|--------|
| Width Box1  | 0,3 m  |
| Height Box1 | 0,3 m  |
| Length Box1 | 0,6 m  |
| Weight Box1 | 2,5 kg |



TD-WA302

## Desinfección por inmersión para sonda vaginal

