

# ENDO Protecteur pour rail standard

## 700 mm

**E-C11119**

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Roulement(s) de poignée</b>	2 unités, 1 x Z-HA0001 et 1 x Z-HA0005
<b>Longueur d'utilisation</b>	700 mm
<b>Désinfection</b>	Désinfection thermique jusqu'à 95°C
<b>Matériau du boîtier</b>	Aluminium avec revêtement spécial pour la thermodésinfection jusqu'à 95°C
<b>Endo Protect</b>	Options de stockage pour les endoscopes
<b>Insert de Marquage</b>	blanc = neutre
<b>Mode de fixation</b>	Mobile, 2 adaptateurs de rail standard pour les rails d'équipement 25 x 10 mm
<b>Capacité de charge totale (kg)</b>	2

### PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,2 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,8 m
Weight Box1	2,3 kg



## ENDO Protecteur pour rail standard



### Domaine d'application

Stockage et transport de tous les endoscopes à l'abri de la poussière et des chocs mécaniques

Disponibilité immédiate de l'endoscope

Utilisation mobile et stationnaire



### Technique

Stockage protégé mécaniquement

Possibilité de personnalisation avec pièces complémentaires



### Sécurité

Optique / Extrémité distale protégée contre l'impact et les dommages

Surfaces lisses pour un résultat de désinfection sûr

Le Protecteur thermodésinfectable permet d'obtenir un résultat de désinfection valable

Désinfection thermique (95 °C) du protecteur testé avec 1000 cycles de retraitement