

# Tige porte sérum Homecare

## Matière : Acier chromé

I-H41121

### DESCRIPTION DU PRODUIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Domaine d'application               | Soins à domicile                             |
| Matériel                            | acier chromé                                 |
| Couleur des pièces en plastique     | Bleu   |
| Potence                             | Plastique                                    |
| Nombre de crochets                  | 4  |
| Position des crochets               | 90° l'un de l'autre                          |
| Type de réglage en hauteur          | Par vissage (avec sécurité anti-rotation)    |
| Maximum Longueur/hauteur            | 2.150 mm                                     |
| Minimum longueur/hauteur            | 1.350 mm                                     |
| Diamètre du tube intérieur          | Ø 18 mm                                      |
| Diamètre du tube extérieur          | Ø 25 mm                                      |
| Diamètre de la base                 | Ø 635 mm                                     |
| Roulettes                           | Roulettes jumelée                            |
| Diamètre de roulette                | Ø 50 mm                                      |
| Nombre de roulettes                 | 5 ; 2 avec freins et conductivité électrique |
| Flacon anti-gouttes stérilisable    | Oui  |
| Capacité de charge totale (kg)      | 8  |
| Capacité de charge par système (kg) | 8  |
| Capacité de charge par crochet (kg) | 2  |



### PACKAGING UNIT: PAIRE

|             |        |
|-------------|--------|
| Width Box1  | 0,19 m |
| Height Box1 | 0,1 m  |
| Length Box1 | 1,19 m |
| Weight Box1 | 6,5 kg |

### PACKAGING UNIT: PIÈCE

|             |        |
|-------------|--------|
| Width Box1  | 0,19 m |
| Height Box1 | 0,1 m  |
| Length Box1 | 1,19 m |
| Weight Box1 | 3,5 kg |



F- Shipping optimized packaging  
jusqu'à 50 pièces sur une palette



F- Set-Up-Time  
F- 2 - 3 minutes



I-H41121

## Tige porte sérum Homecare



### Domaine d'application

Montage très aisé et rapide grâce à un système d'enfichage à 1 vis seulement

Réglage en hauteur confortable au moyen d'une vis de réglage en hauteur avec élément de serrage préformé intégré doux pour les surfaces



### Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Roulettes avec surface de roulement ne laissant pas de traces

Le limiteur d'arrachement intégré empêche les tubes réglables de se séparer

Potence de sécurité selon DIN ISO 15375

Pied à roulettes en plastique avec deux potences électroconductrices

Joint d'étanchéité breveté empêchant les infiltrations de liquides sensibles pour l'hygiène



### Sécurité

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets empêche la chute du flacon de perfusion

