

# Unité "MOBILE+" avec 1 tube

## Désinfection par immersion

T-T05030

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Tubes de nettoyage/désinfection	Désinfection par immersion
Domaine d'application	TEE-Care (Sondes à ultrasons)
Diamètre du tube	Ø 33,7 mm
Matériau tube	acier inoxydable
Longueur du tube	1.650
Fonction de l'unité	désinfection sans pré-nettoyage
Retraitement de la sonde	par désinfection par immersion
Diamètre de la base	Ø 630 mm
Roulettes	Roulettes jumelée
Capacité de charge totale (kg)	18

### PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,7 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,7 m
Weight Box1	10 kg
Width Box2	0,2 m
Height Box2	0,2 m
Length Box2	1,7 m
Weight Box2	6 kg



Nettoyage rapide



T-T05030

## Unité "MOBILE+" avec 1 tube



### Domaine d'application

Support roulant pour la  
désinfection par immersion  
d'une sonde TEE, avec  
Protector en option

