

# Hakenleisten

zur Montage an Rundrohr

provita<sup>®</sup>  
medical

2 Haken **ohne** Kopfhaken Art.-Nr.: Z2N3002A

2 Haken **mit** Kopfhaken Art.-Nr.: Z2N3020A

Doppelklaue f. Rohr-Ø: ca. 38 mm  
Länge (L) ohne Kopfhaken <sup>(\*)</sup>: ca. 275 mm  
Länge (L) mit Kopfhaken <sup>(\*)</sup>: ca. 345 mm

3 Haken **ohne** Kopfhaken Art.-Nr.: Z2N3003A

3 Haken **mit** Kopfhaken Art.-Nr.: Z2N3030A

Doppelklaue f. Rohr-Ø: ca. 38 mm  
Länge (L) ohne Kopfhaken <sup>(\*)</sup>: ca. 345 mm  
Länge (L) mit Kopfhaken <sup>(\*)</sup>: ca. 418 mm

4 Haken **ohne** Kopfhaken Art.-Nr.: Z2N3004A

4 Haken **mit** Kopfhaken Art.-Nr.: Z2N3040A

Doppelklaue f. Rohr-Ø: ca. 38 mm  
Länge (L) ohne Kopfhaken <sup>(\*)</sup>: ca. 445 mm  
Länge (L) mit Kopfhaken <sup>(\*)</sup>: ca. 519 mm

