

# ENDO Protetor para trilho padrão 500mm

E-C11109

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Manusear rolamentos	2 unidades, 1 x Z-HA0001 e 1 x Z-HA0005
Carga útil total (kg)	2
Lomprimento de trabalho	500 mm
Desinfecção	Desinfecção térmica até 95°C
Material externo (caixa, gabinete)	Alumínio com revestimento especial próprio para desinfecção térmica até 95°C
Endo Protect	Opções de armazenamento para endoscopia
Marcação de encaixe	Branco = neutro
Tipo de fixação	Móvel, 2 adaptadores de trilho para trilho de equipamento 25 x 10 mm

## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,2 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,6 m
Weight Box1	2 kg





[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

Staub- und mechanisch geschützte Lagerung und Transport sämtlicher Endoskope (nach Vorgabe RKI)

Sofortige Nutzbarkeit des Endoskops

Uso móvel e de internamento

Armazenamento protegido mecanicamente

Personalização de peças complementares

Óptica / Extremo Distal protegido contra impactos e danos

Suprefície lisa para um resultado de desinfecção eficaz

O protetor termodesinfetante permite um resultado de desinfecção variável

Desinfecção térmica (95 °C) de proteção aprovada com 1000 ciclos de reprocessamento