

# ENDO Protetor para trilho padrão 700mm

E-C11119

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Manusear rolamentos	2 unidades, 1 x Z-HA0001 e 1 x Z-HA0005
Lomprimento de trabalho	700 mm
Desinfecção	Desinfecção térmica até 95°C
Material externo (caixa, gabinete)	Alumínio com revestimento especial próprio para desinfecção térmica até 95°C
Endo Protect	Opções de armazenamento para endoscopia
Marcação de encaixe	Branco = neutro
Tipo de fixação	Móvel, 2 adaptadores de trilho para trilho de equipamento 25 x 10 mm

## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,2 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,8 m
Weight Box1	2,3 kg





## product.pdf.application.pdf.technology.pdf.safety

Staub- und mechanisch geschützte Lagerung und Transport sämtlicher Endoskope (nach Vorgabe RKI)

Flexible Anbringungsmöglichkeiten sowie sofortige Verfügbarkeit des Endoskops

Uso móvel e de internamento

Marcação para Endoscopia de processado (verde) e contaminado (vermelho)

Armazenamento protegido mecanicamente

Personalização de peças complementares

Adaptador para trilhos, tubos de fixação de parede

propriedades higiênicas convicentes

Óptica / Extremo Distal protegido contra impactos e danos

Superfície lisa para um resultado de desinfecção eficaz

O protetor termodesinfetante permite um resultado de desinfecção variável

Desinfecção térmica (95 °C) de proteção aprovada com 1000 ciclos de reprocessamento