

ENDO Protetor para trilho padrão

700mm

E-C11119

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Manusear rolamentos	2 unidades, 1 x Z-HA0001 e 1 x Z-HA0005
Carga útil total (kg)	2
Lomprimento de trabalho	700 mm
Desinfecção	Desinfecção térmica até 95°C
Material externo (caixa, gabinete)	Alumínio com revestimento especial próprio para desinfecção térmica até 95°C
Endo Protect	Opções de armazenamento para endoscopia
Marcação de encaixe	Branco = neutro
Tipo de fixação	Móvel, 2 adaptadores de trilho para trilho de equipamento 25 x 10 mm

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,20 m
Height Box1	0,20 m
Length Box1	0,80 m
Weight Box1	2,30 kg



ENDO Protetor para trilho padrão



[product.pdf.application](#)

**Staub- und mechanisch
geschützte Lagerung und
Transport sämtlicher
Endoskope (nach Vorgabe RKI)**

**Sofortige Nutzbarkeit des
Endoskops**

Uso móvil e de internamento



[product.pdf.technology](#)

**Armazenamento protegido
mecanicamente**

**Personalização de peças
complementares**



[product.pdf.safety](#)

**Óptica / Extremo Distal
protegido contra impactos e
danos**

**Suprefície lisa para um
resultado de desinfecção eficaz**

**O protetor termodesinfetante
permite um resultado de
desinfecção variável**

**Desinfecção térmica (95 °C) de
proteção aprovada com 1000
ciclos de reprocessamento**