

ENDO Protetor para trilho padrão

1.200 mm

E-W11129

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Manusear rolamentos	2 unidades, 1 x Z-HA0001 e 1 x Z-HA0005
Lomprimento de trabalho	1.200
Desinfecção	Desinfecção com toalhas
Material externo (caixa, gabinete)	alumínio anodizado
Endo Protect	Opções de armazenamento para endoscopia
Tipo de fixação	Móvel, 2 adaptadores de trilho para trilho de equipamento 25 x 10 mm

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,15 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,5 m
Weight Box1	5,5 kg



E-W11129

ENDO Protetor para trilho padrão



[product.pdf](#). [application.pdf](#). [product.pdf](#). [technology.pdf](#). [safety](#)

Staub- und mechanisch geschützte Lagerung und Transport sämtlicher Endoskope (nach Vorgabe RKI)

Sofortige Nutzbarkeit des Endoskops

Uso móvel e de internamento

Personalização de peças complementares

Óptica / Extremo Distal protegido contra impactos e danos

