

Suporte de infusão Homecare

Material: Aço cromado

I-H41121

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

| | |
|-------------------------------|--|
| Carga por gancho (kg) | 2 |
| Carga útil por suspensão (kg) | 8 |
| Carga útil total (kg) | 8 |
| Campo de aplicação | Homecare |
| Material | cromado |
| Cor da parte plástica | azul |
| Ganchos para infusão | Plástico, suporte de garrafas |
| Número de ganchos | 4 |
| Disposição de ganchos | 90° entre elos |
| Tipo de ajuste para altura | altura ajustável por parafuso |
| Altura/comprimento máximo | 2,15 |
| Mínimo em comprimento/altura | 1,35 |
| Diâmetro do tubo interior | Ø 18 mm |
| Diâmetro do tubo exterior | Ø 25 mm |
| Diâmetro da base | Ø 635 mm |
| Rodízios | Rodas duplas |
| Diâmetro do rodízio | Ø 50 mm |
| Número de rodízios | 5; 2 com freios e condutividade elétrica |
| Frasco de gotejamento | sim |



PACKAGING UNIT: PAR

| | |
|-------------|--------|
| Width Box1 | 0,19 m |
| Height Box1 | 0,1 m |
| Length Box1 | 1,19 m |
| Weight Box1 | 6,5 kg |

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

| | |
|-------------|--------|
| Width Box1 | 0,19 m |
| Height Box1 | 0,1 m |
| Length Box1 | 1,19 m |
| Weight Box1 | 3,5 kg |



embalagem otimizada para envio
Até 100 peças por pallette



tempo de montagem
2 - 3 minutos



I-H41121

Suporte de infusão Homecare



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [product.pdf](#) [safety](#)

sistema de montagem rápida e simples por meio de encaixe e com uma conexão de 1 parafuso

Altura regulável por meio do sistema de parafuso integrado com altura cômoda para braçadeira

todos componentes plásticos são resistentes à luz

rodas sem marcas de atrito

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

base fabricada de plástico com braços electrocondutivas

alta segurança de higiene contra fluidos sensíveis graças ao nosso sensível vedante patenteado

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

