

Suporte de infusão para unid de cuidados normais

Material: Aço inoxidável

I-N11113

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	9.5
Campo de aplicação	Unidade de cuidados normais
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Cruzeta de garrafa de aço inox para fixação por impacto
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2.125 mm ± 10mm
Mínimo em comprimento/altura	1.255 mm ± 10mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1.000 mm
Diâmetro da base do braço	25 x 25 mm
Peso da base	sem peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 50 mm
Número de rodízios	5; 2 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim

PACKAGING UNIT: PAR

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,10 m
Length Box1	1,19 m
Weight Box1	7,60 kg

PACKAGING UNIT: BEDACO



Made in
Germany



Suporte de infusão para unid de cuidados normais



ótimas condições de higiene
(desinfecção por panos)

ajuste de altura confortável
através do sistema seguro de
mão-única

sistema de montagem rápida e
simples por meio de encaixe e
com uma conexão de 1
parafuso



Tecnologia Aqua-Stop oferece
uma ótima condução e
vedamento dos tubos

formato de construção
compacta elimina a perda de
componentes na desmontagens
individuais

todos componentes plásticos
são resistentes à luz

rodas sem marcas de atrito

tubos de aço inoxidável de
acordo com as normas DIN EN
10217-7

controle no material contra
parasitas e ultra-som nba
norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o
deslocamento dos tubos
reguláveis

ganchos de segurança na
norma DIN ISO 15375



embalagem compacta = envio
mais econômico.



proteção na base emcapadas
com tampas de plástico (sem
risco accidental)

distanciamento seguro
suficiente entre ambosn os
tubos como medida de
precaução para risco de
acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a
forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do
gancho, a garrafa/frasco de
infusão não se desprende
facilmente

