

# Suporte de infusão para centro cirúrgico

## Sistema de mão única

I-012112

### PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	9.5
Campo de aplicação	Centro cirúrgico (Sala de indução / de recuperação)
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2.150 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.350 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1.000 mm
Diâmetro da base do braço	30 x 15 mm
Peso da base	sem peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Roda simples
Diâmetro do rodízio	Ø 80 mm
Número de rodízios	5; 5 com freios e 2 com condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim



### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,58 m
Height Box1	0,20 m
Length Box1	0,61 m
Weight Box1	2,30 kg
Width Box2	0,19 m
Height Box2	0,10 m
Length Box2	1,19 m
Weight Box2	2,20 kg



# Suporte de infusão para centro cirúrgico



## product.pdf.application

ajuste de altura confortável através do sistema seguro de mão-única

limpeza sem risco de contaminação (desinfecção pulverizada) graças a sua base eletropolida



## product.pdf.technology

Tecnologia Aqua-Stop oferece uma ótima condução e vedamento dos tubos

formato de construção compacta elimina a perda de componentes na desmontagens individuais

todos componentes plásticos são resistentes à luz

baixa micro-rugosidade e aderência

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

controle no material contra parasitas e ultra-som nba norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

espiga soldada de aço que reduz o aparecimento de corrosão, melhora o mecanismo e higiene

bons movimentos por meio do rolamento de 80 mm mono-rodas



## product.pdf.safety

proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco accidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

