


# Suporte de infusão OR

## sistema de ajuste de altura mão única

I-023214

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	5
Carga útil por suspensão (kg)	20
Carga útil total (kg)	30
Campo de aplicação	Centro cirúrgico (Sala de indução / de recuperação)
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Cruzeta para garrafas em aço inoxidável reforçado
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2.250 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.500 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 25 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 33,7 mm
Comprimento do tubo externo	1.200 mm
Diâmetro da base do braço	45 x 25 mm
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 75 mm
Número de rodízios	5 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim



### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,67 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,73 m
Weight Box1	11,40 kg
Width Box2	0,20 m
Height Box2	0,10 m
Length Box2	1,44 m



## Suporte de infusão OR



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

ajuste de altura confortável  
através do sistema seguro de  
mão-única

limpeza sem risco de  
contaminação (desinfecção  
pulverizada) graças a sua base  
eletropolida



Tecnologia Aqua-Stop oferece  
uma ótima condução e  
vedamento dos tubos

formato de construção  
compacta elimina a perda de  
componentes na desmontagens  
individuais

todos componentes plásticos  
são resistentes à luz

baixa micro-rugosidade e  
aderência

tubos de aço inoxidável de  
acordo com as normas DIN EN  
10217-7

controle no material contra  
parasitas e ultra-som nba  
norma EN 10246-9/3

cursor integrado que previne o  
deslocamento dos tubos  
reguláveis

ganchos de segurança na  
norma DIN ISO 15375



distanciamento seguro  
suficiente entre ambos os  
tubos como medida de  
precaução para risco de  
acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a  
forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do  
gancho, a garrafa/frasco de  
infusão não se desprende  
facilmente