

Suporte de infusão "Eco-Move"

sem cabo de empurrar

I-S14212

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	8
Campo de aplicação	Unidade de cuidados normais
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Ganchos para infusão	Cruzeta de garrafa de aço inox para fixação por rosca
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2.205 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.335 mm
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	630 x 620 mm
Rodízios	Rodas duplas
Diâmetro do rodízio	Ø 75 mm
Número de rodízios	4 com freios e condutividade eléctrica
Armazenamento	para minizar espaço e empilhar
Economia de espaço	52,5%



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,67 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,82 m
Weight Box1	5,30 kg
Width Box2	0,19 m
Height Box2	0,10 m
Length Box2	1,18 m
Weight Box2	2,60 kg




rodízios de salta qualidade

Rodízios de alta qualidade



Suporte de infusão "Eco-Move"



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

ajuste de altura confortável através do sistema seguro de mão-única

deslocamento confortável e com possibilidade de manobra sem tropeçar, graças a estrutura de base

a construção da base rolante permite a movimentação junto ao suporte

segurança nas caminhadas curtas do paciente - sem necessidade de grandes esforços

permite a mobilidade do paciente no interior da clínica, sem interrupção do tratamento



Tecnologia Aqua-Stop oferece uma ótima condução e vedamento dos tubos

formato de construção compacta elimina a perda de componentes na desmontagens individuais

todos componentes plásticos são resistentes à luz

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375



proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco accidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para facilitar adaptação de montagem segura

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

