

# Unidade "MÓVEL+" com 1 tubo

## Desinfecção por imersão

**T-T05030**

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION


Carga útil total (kg)	18
Tubos de limpeza/desinfecção	Desinfecção por imersão
Campo de aplicação	TEE-Care (Sondas de ultrassom)
Diâmetro do tubo	Ø 33,7 mm
Material do tubo de suporte	aço inoxidável
Altura do tubo de suporte	1650
Função da unidade	desinfecção sem pré-limpeza
Reprocessamento da sonda	por desinfecção por imersão
Diâmetro da base	Ø 630 mm
Rodízios	Rodas duplas

### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,7 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,7 m
Weight Box1	10 kg
Width Box2	0,2 m
Height Box2	0,2 m
Length Box2	1,7 m
Weight Box2	6 kg



Limpeza de economia de tempo



T-T05030

## Unidade "MÓVEL+" com 1 tubo



### product.pdf.application

Suporte de rodízios para  
desinfecção por imersão da  
sonda TEE, opcional - com  
protetor