


Suporte para o verificador de vazamento GE para montagem na parede traseira higiênica DIRECT+

Z-Z00220

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga útil total (kg)	0.2
Campo de aplicação	TEE-Care (Sondas de ultrassom)
Material	Aço inoxidável
Para fixar em	Painel traseiro higiênico / protetor
Tipo de fixação	para ferrar



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,20 m
Height Box1	0,25 m
Length Box1	0,25 m
Weight Box1	1,00 kg



Suporte para o verificador de vazamento GE



product.pdf.application

Suporte de rodízios para
desinfecção com toalha da
sonda TEE

